

	ohrožit strukturální integritu nebo vést k zavadě.
	Sterilní výrobek. Sterilizováno s použitím ozáření Výrobek byl vystaven validovanému procesu sterilizace ozáření a dodává se ve sterilním obalu. Před použitím zkontrolujte datum expirace výrobku a ověřte neporušenost sterilního obalu. Nepoužívejte žádný výrobek, který má otevřený nebo poškozený sterilní obal, a nevyjímaje výrobek z obalu, dokud ho nebudete chtít bezprostředně použít. Jakmile je sterilní obal otevřený, nelze výrobek resterilizovat. Vždy musí být zaručena sterilita prostředku. Prostředek je určený jen na jedno použití a nesmí se za žádných okolností použít opakovaně. Opětovné použití nebo zpracování (např. čištění a opakovaná sterilizace) může ohrožit strukturální integritu prostředku nebo vést k jeho zavadě, což může mít za následek poškození zdraví pacienta.
	Jednoduchý systém sterilní bariéry s ochranným balením vevnitř
	Nepoužívejte, pokud je poškozen obal
	Zdravotnický prostředek
 YYYY-MM-DD	Datum expirace („Použijte do“)
 YYYY-MM-DD	Výrobce Datum výroby
 YYYY-MM-DD	Datum výroby
	Podmíněně kompatibilní s prostředím MR
	Autorizovaný zástupce v Evropském společenství / Evropské unii
	Importér
	TriLock (pojistná technologie)
	Platí pouze pro zdravotnické prostředky ES rizikové třídy I ve sterilním stavu, prostředky třídy I s měřicí funkcí, opakovaně použitelné chirurgické nástroje rizikové třídy I a prostředky tříd IIa a IIb.
	Platí pouze pro zdravotnické prostředky ES rizikové třídy I.
	Platí pouze pro prostředky UK rizikové třídy I ve sterilním stavu, prostředky třídy I s měřicí funkcí, prostředky tříd IIa a IIb.
	Vztahuje se pouze na prostředky UK rizikové třídy I.



Medartis AG
Hochbergerstrasse 60E
4057 Basilej/Svýcarsko
Telefon +41 61 633 34 34
Fax +41 61 633 34 00
info@medartis.com
www.medartis.com



Medartis GmbH
Am Gansacker 10
79224 Umkirch/Německo

Zodpovědná osoba pro UK

Medartis Ltd.
3 Pinnacle Way, Pride Park
Derby DE24 8ZS
Spojené království



Importér EU
Medartis GmbH
Am Gansacker 10
79224 Umkirch/Německo

Údaje dodavatele pro Austrálii a Nový Zéland
Medartis Australia & New Zealand Pty Ltd.
64 Brooks Street
Fortitude Valley QLD, 4006



Vyloučení: Tyto informace jsou určeny pro demonstraci nabídky zdravotnických prostředků Medartis. Chirurg musí při rozhodování, jestli použije konkrétní výrobek při léčbě konkrétního pacienta, vždy spoléhat na svůj vlastní profesionální úsudek. Medartis neposkytuje žádné zdravotnické poradenství. Kvůli registraci a/nebo postupům v lékařské praxi nemusí být prostředky k dispozici ve všech zemích. Budete-li mít další dotazy, kontaktujte svého zástupce společnosti Medartis (www.medartis.com). Tyto informace obsahují výrobky s označením CE a/nebo UKCA. Všechny znázorněné obrázky slouží pouze k ilustračním účelům a nemusí být přesnou reprezentací výrobku. Jen pro USA: Federální zákon omezuje prodej tohoto prostředku pouze na lékaře nebo jejich objednávku.

Tento dokument podléhá průběžným revizím. Aktuální verze je vždy k dispozici online na stránkách www.medartis.com/documentation/instructions-for-use.