

PUSH MED KNEE BRACE

INTRODUCTION

Push med products provide solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Our new knee brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push med knee brace increases knee stability and helps control pain. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med knee brace. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med knee brace offers a high level of support and protection to the knee joint.

The knee joint is supported in the medio-lateral direction by means of a mechanical construction consisting of leaf spring joints and non-elastic connections. This does not obstruct flexion or extension of the knee. The stiffer hinges follow the natural pivoting point of the knee.

The silicone application stimulates the proprioception of the knee joint, to adequately anticipate any imminent trauma.

So-called comfort zones of padded material have been created around vulnerable areas of the knee. A proper anatomic fit and the material and the silicone application contribute to the brace remaining in place during walking. Its small volume enables the brace to be worn underneath clothing without being noticed.

The brace is made of Sympress™, a high-quality comfortable material. The use of microfibres makes the inside feel soft and keeps the skin dry. The Push med knee brace can be washed normally.

INDICATIONS

- Arthrose mit Instabilität
- Rheumatoid with instability
- Rheumatoid complaints
- Collateral ligament trauma
- Residual instability after collateral ligament trauma
- Postsurgical follow-up treatment

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too lightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or complaints deteriorate, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The knee brace is available in 5 sizes. Place the thigh at an angle of 90° in relation to the lower leg. Then measure the circumference around the narrowest part below the knee joint. The table on the packaging shows the correct brace size for your knee.

- Slide the brace over the knee joint. To do this, hold the brace by the plastic stiffeners and pull it up the leg. Ensure that all the straps are loose. Ensure that the ring fits round the patella properly.
- Close the straps at the back and front of the thigh. The variation in the length allows you to position the stiffeners so that the brace fits snugly and works perfectly.
- Then close the overlapping straps around the leg.

WASHING INSTRUCTIONS



Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry.

The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.

A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

PUSH MED KNEEBANDAGE

EINLEITUNG

Push med Produkten bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Unsere neue Kniebandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Med Kniebandage bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und hohe Stabilität bilden die Grundzüge dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenstellenden Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Kniebandage verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Kniebandage bietet hohe Unterstützung und Schutz bei der Behandlung oder Vorbeugung von Knieverletzungen.

Das Kniegelenk wird in medio-lateraler Richtung durch eine mechanische Konstruktion unterstützt, die aus Blattfedern und unelastischen Verbindungen besteht. Dies behindert nicht die Flexion oder Extension des Knies. Die Versteifungsgelenke folgen dem natürlichen Schwenkpunkt des Knies.

Der Silikoneinsatz stimuliert die Propriozeption rund um das Kniegelenk, um angemessen einem drohenden Trauma vorzubeugen.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Knies herum eingebaut. Eine gute anatomische Passform, das Material und der Silikoneinsatz tragen dazu bei, dass die Bandage beim Laufen nicht verrutscht. Aufgrund ihres kleinen Umfangs kann die Bandage unbemerkt unter der Kleidung getragen werden.

Die Bandage ist mit Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material hergestellt. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Kniebandage kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Arthrose mit Instabilität
- Rheumabeschwerden
- Verletzungen der Kollateralebänder
- Restinstabilität nach Verletzungen der Kollateralebänder
- Postoperative Nachbehandlung

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam, einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

Die Kniebandage ist in 5 Größen erhältlich. Positionieren Sie den Unterschenkel in einem 90°-Winkel nach Oberschenkel. Messen Sie anschließend den Umfang an der engsten Stelle unterhalb des Kniegelenks. Anhand der Tabelle auf der Verpackung bestimmen Sie die korrekte Bandagengröße für Ihr Knie.

- Faites glisser la Kniebandage über Ihr Kniegelenk. Ziehen Sie dazu die Kniebandagen an den Plastikstäben über das Knie. Achten Sie darauf, dass alle Bänder lose sind. Vergewissern Sie sich, dass der Ring rund um die Kniescheibe anliegt und perfekt sitzt.
- Schließen Sie nun die kreuzweise verlaufenden Bänder unterhalb der Kniegelenks. Die Elastizität der Bänder erlaubt eine optimale Positionierung der Stäbe, so dass die Kniebandage komfortabel sitzt und perfekt funktioniert.
- Schließen Sie nun die Bänder auf der Vorder- und Rückseite oberhalb des Kniegelenks.

WASCHHINWEISE



Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.

Ein leichtes Schleudrogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Vor eine lange Lebensdauer ist het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 über Medizinprodukte muss der Benutzer jeden schweren Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem EU-Mitgliedstaat, in dem der Benutzer ansässig ist, melden.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH MED KNEEBRACE

WOORD VOORAF

Push med producten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Unsere neue Kniebrace ist ein Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push med Kniebrace biedt een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheid en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruiker.

Lees de productinformatie voor het gebruik van uw Push med Kniebrace aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUCTEIGENSCHAPEN

Uw Push med Kniebrace biedt een hoge mate van ondersteuning en bescherming aan het kniegewricht.

Door middel van een mechanische constructie, bestaand uit bladveerschamieren en niet-elastische verbindingen, wordt het kniegewricht in medio-laterale richting ondersteund. Hierbij wordt flexie en extensie van de knie niet gehinderd. De balaenschamieren volgen het natuurlijke scharnierpunt van de knie.

De siliconen applicatie prikkelst de proprioceptie van het kniegewricht, opdat er alert op een dreigend trauma geanticipeerd kan worden.

Rond kwetsbare gebieden van de knie zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. De goede anatomische pasvorm en de silikoneapplicatie bevorderen het positiebehoud van de brace tijdens het lopen. Door het beperkte volume wordt de brace onopgemerkt onder de kleding gedragen.

De brace is vervaardigd van Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Kniebrace kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIONS

- Arthrose met instabiliteit
- Reumatische klachten
- Collateraalbandtelsel
- Restinstabiliteit na bandtelsel
- Postoperatieve nabehandeling

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwung leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.


Pijn is altijd een waarschuwingstekst. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

De kniebrace is verkrijgbaar in 5 maten. Plaats het bovenbeen l.o.v. onderbeen in een hoek van 90 graden. Meet vervolgens de omtrek op het smalste gedeelte onder het kniegewricht. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste braemaat behorende bij uw knieomtrek.

- Schul de brace over het kniegewricht. Trek hiervoor de brace aan de kunststof baleinen over het been. Zorg ervoor dat alle banden los zijn. Zorg dat de ring aansluit rond de knieschijf.
- Sluit de banden aan de achter- en voorzijde van het bovenbeen. Het variëren van de lengte maakt het mogelijk de baleinen te positioneren voor een goede pasvorm en functie.
- Sluit vervolgens de kruislinge banden rond het onderbeen op elkaar.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



Sluit de klittenbanden voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed.

De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, fije was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.

De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of fysiotherapeut nodig zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op te intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe gelend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is een juiste maatkeuze essentieel. Pas u daarom vóór aankoop uw brace om te maat te controleren. Het vakkundige personeel van uw verkooptpunt legt u hi toe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleingsinstructies kunt nalezen.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of stikanden waarnaembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intakt is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

GENOULLÈRE PUSH MED

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Notre nouvelle genouillère est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. La genouillère Push med assure une meilleure stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un bon maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser la genouillère Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre genouillère Push med procure un support et une protection de haut niveau à l'articulation du genou.

L'articulation du genou est soutenue dans le sens médio-latéral au moyen d'une structure mécanique se composant de charnières de renforcement et de raccords non-élastiques. La flexion ou l'extension du genou ne s'en trouvent pas gênées. Les charnières de renforcement suivent le point de rotation naturel du genou.

L'application de silicone stimule la proprioception de l'articulation du genou afin d'anticiper adéquatement tout trauma imminent.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du genou. Un ajustement anatomique approprié, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place lorsque vous marchez. Son petit volume permet à la genouillère d'être portée sous les vêtements de manière invisible.

La genouillère est faite en Sympress™, une matière confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. La genouillère Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Arthrose avec instabilité
- Affections rhumatoïdes
- Disturbi reumatoidi
- Traumatisme collatéral des ligaments
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Traitement de suivi postchirurgical

Il n'existe aucun trouble connu interdisant ou rendant impossible le port de la genouillère. En cas de faible circulation du sang dans les membres, une genouillère peut provoquer une hyperémie. Évitez de serrer la genouillère trop fort au début.


La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La genouillère est disponible en 5 tailles. Fléchiez le genou à 90° par rapport à la jambe. Ensuite, mesurez la circonférence sur la partie la plus étroite en dessous de l'articulation du genou. Le tableau se trouvant sur l'emballage vous indique la taille qui convient à votre genou.

- Faites glisser la genouillère sur l'articulation du genou. Pour cela, tirez la genouillère sur la jambeau niveau des baleines en plastique. Veillez à ce que toutes les bandes soient déattachées. Veillez à ce que l'anneau se referme bien autour de la rotule.
- Fermez les bandes à l'arrière et sur le devant de la cuisse. La variation de la longueur permet de positionner les baleines afin que la genouillère épouse bien la forme et fonctionne parfaitement.
- Cliez ensuite les bandes croisées l'une sur l'autre autour de la jambe.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE



Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le produit et les altri capi da lavare.

La genouillère peut être lavée à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.

Un cycle d'essorage doux peut être utilisé : ensuite, faites sécher la genouillère à l'air libre (pas près d'une source de chaleur ni dans un sèche-linge).

Pour prolonger la durée de vie de la genouillère, celle-ci devrait être séchée après avoir été utilisée et, au besoin, avant d'être rangée.

IMPORTANT

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez d'abord l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consultez un spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Contrôlez votre orthèse Push avant chaque utilisation, pour vérifier qu'il n'y a pas de signes d'usure ou de vieillissement de ses éléments ou de ses coutures. Votre orthèse Push ne peut fonctionner de manière optimale que si elle est entièrement intacte.
- Conformément au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, l'utilisateur doit informer le fabricant et l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel l'utilisateur est établi de tout incident grave relatif au produit.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

GINOCCHIERA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono valide soluzioni in caso di disturbi o di deficit funzionale dell'apparato locomotore. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova ginocchiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, comfort e qualità. La ginocchiera Push Med aumenta la stabilità del ginocchio aiutando a controllare il dolore. Ciò consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la ginocchiera Push Med, vi consigliamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgerci al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra ginocchiera Push Med offre un alto livello di sostegno e protezione all'articolazione del ginocchio.

L'articolazione del ginocchio è sorretta in direzione medio-laterale da una struttura meccanica formata da cerniere di rinforzo e da collegamenti non elastici. Ciò non ostacola la flessione né l'estensione del ginocchio. Le cerniere di rinforzo seguono il punto di rotazione naturale del ginocchio.

L'applicazione di silicone stimula la propriocezione dell'articolazione del ginocchio, per prevenire adeguatamente qualsiasi trauma imminente.

Attorno alle aree vulnerabili del ginocchio sono state create delle cosiddette «zone di confort» di materiale imbottito. Grazie alla corretta forma anatomica, al materiale ed all'applicazione di silicone, il prodotto resta in posizione mentre camminata. Grazie al suo volume ridotto, potrete indossarla sotto l'abbigliamento senza che essa venga notata.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La ginocchiera Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Artrosi con instabilità
- Molestias reumáticas
- Trauma collaterale ai legamenti
- Instabilità residua dopo una lesione ai legamenti del ginocchio
- Trattamento secondario post-chirurgico

Non vi sono disturbi noti che scongiolino l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'incio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE TAGLIA

La ginocchiera è disponibile in 5 taglie. Fletta la coscia a 90° rispetto alla gamba. Poi, misurate la circonferenza intorno alla parte più stretta sotto l'articolazione del ginocchio. Nella tabella riportata sulla confezione potrete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro ginocchio.

- Fate scivolare il prodotto sull'articolazione del ginocchio. Quindi, tenete il prodotto per i rinforzi di plastica e tiratelo sulla gamba. Assicuratevi che tutte le cinghie siano allentate. Assicuratevi che l'anello si adatti correttamente intorno alla rotula.
- Chiudete le cinghie dietro e davanti la coscia. La variazione di lunghezza vi consente di posizionare i rinforzi in modo che il prodotto si adatti comodamente e funzioni perfettamente.
- Poi, chiudete le cinghie incrociate intorno alla gamba.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



Prima del lavaggio, chiudere le chiusure a ganco e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare.

Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggiio.

È possibile utilizzare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutor prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutor Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutor ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista.
- Prima di utilizzare il tutor Push, verificare sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuture. Le prestazioni ottimali del tutor Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave entità occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv

RODILLERA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Los productos Push med aportan soluciones para los casos de lesiones o limitaciones del aparato locomotor. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva rodillera es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. El soporte para rodilla Push med aumenta la estabilidad de la rodilla y ayuda a controlar el dolor. El soporte mecánico, la presión ajustable y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

PUSH医療膝サポーター

はじめに

Push医療製品は、運動器官の障害や機能低下にたいし解決策を提供しますが、医師と科学者により承認されています。

新しい膝サポーターのPush医療製品は、高水準の効能と快適性と品質を特色としています。Push med knee brace（膝補強具）は、膝の安定性を高め、痛みをコントロールを助けます。機械的な圧力と可変圧力と良い位置の保持は、長いパフォーマンスの基盤となります。

Push医療製品は、革新的で、ユーザーのために大きな配慮をして製造されています。これは、動作における最大の安全と多くの自由を確かなものとし、確実な使用の促進です。

Push医療膝サポーターをお使いになる前には、製品情報をよくお読みください。ご購入の場合には、販売店にお問い合わせいただくか、info@push.euへ電子メールにてご連絡ください。

製品特徴

Push医療膝サポーターは、膝関節に高水準の担保と保護を提供します。

膝関節は、リーフスプリング関節と非伸縮性連結からなる機械的な構造により、中・横方向で支持します。これは、膝の屈曲または伸張を妨げません。リーフスプリング関節は、膝の自然な回転点に従います。シリコンの適用により膝関節の固有感覚を刺激し、差し込らたトラウマを事前に察知します。

バンド材を入れたいわゆる柔らかい部分は、膝の膨れ部分のまわりをとり囲んでいます。適切な解剖学的整合と材料とシリコンの適用は、歩行中での膝にあるサポーターを助けます。蒸発するため、サポーターを衣服の上から気づかずに着ることができます。

サポーターは、高品質で快適な材料であるSympress™でできています。ミクロ織物の使用で内部は柔らかい感じで皮膚の高れを防ぎます。Push医療膝サポーターは、普通に洗濯することができます。

効能

- 不安定を伴う関節症
- リウマチ性膝痛
- 付着性軟帯外傷
- 側副靭帯障害後の残留不安定性
- 術後のフォロアップ治療

サポーターを着けることができないか、着けるべきでないかと言う障害は起きていません。四肢の血循環機能がよくない場合、サポーターは充血を引き起こす場合があります。始めは、サポーターをあまり長く適用することを避けてください。

痛みは常に警告の徴候です。痛みが持続するか病状が悪化する場合には、医師または理学療法士と相談することができます。

サイズ・適合の決定

膝サポーターには、5つのサイズがあります。膝にたいし膝下の位置関係によるようにして膝下の最も狭い部分の周囲を測ってください。パッケージに表示された表は、あなたに合うサポーターのサイズの参考になります。

- サポーターは膝関節の上を滑らせるようにして上げてください。こうするためサポーターのプラスチック補強材を持ち、足を引っ張り上げるようにします。その時バンドは緩めておいてください。リングが膝がしら（膝蓋骨）のまわりにきちんと合うようにしてください。
- バンドは膝の前と後で閉じてください。長さの調節により補強材の位置を調整すると、サポーターがぴったりと合い完全に機能するようになります。
- そして、重なり合ったバンドは膝のまわりで閉じます。

洗たくに関して

洗濯機

洗たくの前には、サポーターと他の洗濯物を保護するために面ファスナーを閉じてください。

プレスは、>30°Cの温度の洗濯機で 注意が必要な繊維サイクルまたは手で洗濯することができます。漂白剤は使用しないでください。

洗濯機のゆるやかな回転乾燥サイクルで乾燥してください。その後、サポーターを大気中に掛け（熱源の近くや回転式乾燥機以外で）乾かしてください。サポーターの使用を長持ちさせるため、必要に応じ使用後は保管前に乾燥してください。

重要

- Pushサポーターの適正使用には、医師または理学療法士による診断を必要とする場合があります。
- フッシュブレースは、無傷の皮膚に着用する目的で設計されています。皮膚に傷がある場合には、まず適切な材料で覆う必要があります。
- 最適な機能を実現するには、適切なサイズを選択する必要があります。 購入前にブレースを取り付けて、サイズを確認してください。販売代理店の専門スタッフが、フッシュブレースを取り付ける最適な方法を説明します。この製品情報は、安全な場所に保管して、取り付けの仕方について必要なときいつでも参照できるようにしてください。
- 製品に個別の調整が必要な場合には、ブレースの専門家に相談してください。
- コンポーネントや縫い目に摩耗や老化的劣化が見えないかどうか、使用前に毎回フッシュブレースをチェックしてください。フッシュブレースの最適なパフォーマンスは、製品が全く損傷していない場合のみの保証されます。
- 医療機器に関するEU規制2017/745の特組み内にある場合、ユーザーは製品に関連する重大な事故について製造業者およびユーザーの会社のある加盟国の所管官庁に報告しなければなりません。

Push®は、オランダのNea International bv 社	Push®は、オランダのNea International bv 社	Push®は、オランダのNea International bv 社	Push®は、オランダのNea International bv 社
			
当社の国の販売店について詳しい情報を得たい場合には、次のサイトをご覧ください。 www.push.eu/distributors	Podrobnosti o distribútorovi ve vašej zemi nájdete na stránkách www.push.eu/distributors	Dane dystrybutora w Państwie kraju można znaleźć na stronie www.push.eu/distributors	Az Ön országához tartozó forgalmazók névsorát www.push.eu/distributors oldalon találja

ČESKY

KOLENNÍ BANDÁŽ PUSH MED

ÚVOD

Výrobky Push med představují řešení při poruchách nebo sníženém funkčnosti pohybového ústrojí. Schválují je lékaři i vědci.

Vše nová kolenní bandáž je výrobkem Push med, který je charakterizován vysokou efektivitou, pohodlností a kvalitou. Kolenní bandáž Push med zlepšuje stabilitu a pomáhá zmírnit bolesti. Zvyšuje tak tělesnou sílu. Podstatou její funkce je mechanická opora, nastavitelný tlak a dobrá fixace polohy.

Výrobkům Push med je jej jejich výroba věrněa nejvyšší péče a mají moderní konstrukci. Tím je zaručena maximální bezpečnost a větší volnost pohybu. Cílem je, přinést vám co nejdříve uspokojení z jejich nošení.

Před použitím zdravotní kolenní bandáže Push med si dobře prostudujte informace o výrobku. Pokud máte jakékoli dotazy, obraťte se laskavě na svého prodejce nebo nám zašlete e-mail na adresu: info@push.eu.

CHARAKTERISTIKA VÝROBKU

Kolenní bandáž Push med poskytne vašemu kolennímu kloubu podporu a ochranu.

Kolenní kloub je podepený medio-laterálním nermem prostřednictvím mechanické konstrukce bandáže s vyztužujícími závěsy a neelastickým zaplněním. Tím není omezena flexe ani extenze v koleni. Vyztužující závěsy se drží přirozeného otočního bodu kolene.

Použitím silikonu se stimuluje propriocepce kolenního kloubu, čímž je podpořena schopnost adekvátně předcházet hrozcím traumatu.

Kolem zranitelných míst v koleni byly vytvořeny tzv. zóny pohodlnosti podložního materiálu. Díky anatomickému tvarování, materiálu a použití silikonu setrvává bandáž na místě i při chůzi. Díky malým rozměrům bandáže jí lze nosit pod oděvem, aniž by byla nápadná.

Je vyrobená z vysoce kvalitního a pohodlného materiálu Sympress™. Díky tomu, že obsahuje mikrovlnáka, je materiál uvnitř měkký a udržuje pokožku suchou. Kolenní bandáž Push med Epi lze bžně práť.

INDIKACE

- Artróza s nestabilitou
- Revmatické potíže
- Poranění postranních vazů
- Reziduální nestabilita po poraněních postranních vazů
- Doléčení po operaci

Není známa žádná porucha, při které by se bandáž nedala nebo nesměla nosit. Při špatném provržování končetin může bandáž způsobovat hyperémii (překrevni). Zpočátku dávajte pozor, abyste bandáž příliš neutohvali.

Bolest je vždy varovným znamením. Pokud bolest přetrvává nebo se obtiže zhoršují, je vhodné poradit se s lékařem nebo terapeutem.

STANOVENÍ SPRÁVNÉ VELIKOSTI / NASAZOVÁNÍ

Kolenní výztuha se dodává v 5 velikostech. Postavte se tak, aby stehno svíralo s holení úhel 90°. Potom si změřte odvod kolem nejúžšího místa pod kolenním kloubem. Správnou velikost výztuhy pro své koleno odečtete v tabulce na obalu.

- Nasaňte si výztuhu na kolenní kloub. Přitom držte výztuhu za plastové vyztužovací díly a posouvajte ji po lýtku vzhůru. Všechny pásy musejí být přilom volně. Dbejte, aby kroužek správně seděl kolem čéšky.
- Zapněte pásy na zadní i přední straně stehna. Změnou délky můžete vyztužovací díly usadit tak, aby výztuha dobře seděla a dokonale plnila svou funkci.
- Nakonec upněte překrývající se pásy kolem lýtky.

PRÁNÍ

WASZKAZANIA

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

W celu zabezpieczenia ortozy podczas prania, należy pozapinać „zepy” i umieścić ortezę w bawelnyim woreczku.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pracie lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Nie pokój jemnie odfedstewiano. Potem nechte bandáž uschnout volně na vzduchu (lze použít jemné ždroné tepla, rovněž i nedávající do bubnové sušičky).

Abv vám bandáž dlouho vydržíta, nechte ji po použití před uložením vyschnout, pokud je navhřáta.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

- Ke správnému používání bandáže Push může být zapotřebí, aby lékař nebo terapeut nejprve stanovil diagnózu.
- Ortezy Push jsou určeny k nošení na nepoškozené pokožce.
- Poškozenou pokožku je třeba nejprve zakryt vhodným materiálem.
- Optimální funkciong je možné dosáhnout pouze při použití správné velikosti. Před nákupem si ortezu vykoušetle a vyberte správnou velikost. Správné nasazení ortězy Push vám vysvětlí odborný personál v prodejně. Doporučujeme, abyste si tyto informace o výrobku uschovali na bezpečném místě a měli tak možnost si přečíst pokyny k nasazení ortězy, kdykoli bude třeba.
- Pokud výrobek vyžaduje individuální úpravu, kontaktujte specialistu na ortězy.
- Před každým použitím ortězy Push zkontrolujte, zda nejsou žádné opotřebení či štátní materiálu jednotlivých součástí nebo švů. Orteza Push poskytuje správnou funkčnost, pouze pokud není výrobek žádným způsobem poškozen.
- V rámci nařízení UE 2017/745 z zdravotnických prostředků musí uživatel ohlásit jakoukoli závažnou nežádoucí příhodu týkající se produktu výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém uživatel sídlí.

ORTEZA KOLANA ZE STABILIZACJĄ BOCZNA

WSTRĘP

Ortezy stawu kolanowego są propozycją na terapię i jej wzbogacenie przy urazach i schorzeniach narządów ruchu. Są uznawane zarówno przez lekarzy jak i pacjentów.

Wszysta lecznica kolana jest „produktem usciswonym” charakteryzującym się wysoką skutecznością i jakością, stwarza chorobu warunki pełnego komfortu. Ortopedyczna opaska usciswowa kolana Push med zwiększa stabilność stawu kolanowego i pomaga kontrolować ból. Jej działanie oparte jest na zwiększeniu zwartości stawu, poprawie ułożenia przyczepności ruchowej, stabilizacji w uzyskanej korekji oraz podopieczni okoleńskich struktur stawu, co w znacznym stopniu uzyskano dzięki dokładnemu dopasowaniu produktu do ciała.

Lecznicze produkty usciswowe wytwarzają się z ogromną dokładnością. Aby sprostać oczekiwaniom naszych klientów, orteza daje pewną swobodę ruchów przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa. Przed użyciem ortęzy należy uważnie przeczytać informacje dotyczącą tego produktu. Wszelkie zapytania proszę kierować do sprzedawcy lub na adres poczty elektronicznej: info@push.eu.

OPIS PRODUKTU

Orteza usciswowa kolana gwarantuje doskonałe wsparcie oraz ochronę stawu. Kolano jest stabilizowane w pozycji bocznej przez konstrukcję składającą się z mocowania usztywniającego oraz nieelastycznych elementów łączących. Równocześnie ortez nie utrudnia zgnania oraz prostowania nogi w kolanie. Usztywniające mocowania współdziałają z naturalnymi ruchami kolana. Aby zabezpieczyć staw przed urazem, ortezę wyposażono jest w silikon znajdujący się po wewnętrznej stronie umocnienia, który amortyzuje ewentualne uderzenia. Odpowiednie anatomiczne dopasowanie, rodzaj materiału oraz silikon zapewniający pozostawanie ortęzy na właściwym miejscu nawet podczas intensywnego ruchu. Dzięki temu, ortez jest ona nieznacznej grubości, noszona pod ubraniem pozostaje niewidoczna.

Orteza została wykonana z tworzywa wysokiej jakości o nazwie Sympress™. Zastosowanie mikro-włókien sprawia, że wewnętrzna jej strona jest miękka i skóra pod nią nie podlega naciskowi. Ortez jest łatwa w użyciu. Można ją prać.

WSKAZANIA

- Artróza z niestabinością
- Dolegliwości reumatyczne
- Uraz więzadła poboczowego
- Niestabilność stawu kolanowego
- Kontynuacja leczenia pooperacyjnego

Nie są znane żadne schorzenia, które stanowiłyby przeciwwskazanie do używania opaski. W przypadku słabego krążenia krwi w kończynach opaska może spowodować przekrwienie. Na początku stosowania należy wystrzegać się zbyt ciasnego dopasowania opaski.

Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych lub ich nasilenia należy zgłosić się do lekarza lub rehabilitanta.

WYBÓR ROZMIARU/DOPASOWANIE

Orteza na kolano dostępną jest w 5 rozmiarach. Zgąć nogę pod kątem 90°. Następnie zmierzyc obwód najwęższej części poniżej stawu kolanowego. Właściwy rozmiar ortęzy znaleźć można w tabeli na opakowaniu.

- Wsunąć ortezę na kolano. W tym celu przytrzymać ortezę za plastkowe usztywniacze i pociągając ortezę w górę, wdróżać nogę. Sprawdzić czy wszystkie paski są luzne. Sprawdzić, czy pierścienie ortęzy właściwie przylegają do rzepki kolanowej.
- Zapiąć pasy po spodniej i wierzchniej stronie uda. Regulowana długość pozwala na umieszczenie usztywniaczy, w taki sposób, aby orteza dobrze leżała i właściwie spełniała swoją rolę.
- Następnie zapiąć zachodzące na siebie paski wokół nogi.

KONSERWACJA

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

W celu zabezpieczenia ortozy podczas prania, należy pozapinać „zepy” i umieścić ortezę w bawelnyim woreczku.

Prac w temperaturze nie przekraczającej 30°C w pracie lub ręcznie. Nie należy używać środków wybielających.

Można zastosować delikatne odwirowanie. Po upraniu produkt należy suszyć w wolnym powietrzu (nie przy użyciu suszarki lub w pobliżu grzejnika).

Abv przedużyć okres użytkowania opaski, należy ją wysuszyć po użyciu, przed odłożeniem do przechowania.

UWAGA

- Właściwe korzystanie z ortęzy może wymagać porady lekarza lub rehabilitanta.
- Opaski Push są przeznaczone do noszenia na nieuszkodzonej skórze. Uszkodzoną skórę należy najpierw zabezpieczyć odpowiednim materiałem.
- Optymalne funkcjonowanie można osiągnąć tylko poprzez wybór odpowiedniego rozmiaru. Przed zakupem należy przymerzyć opaskę w celu dopasowania rozmiaru. Profesjonalny personel dystrybutora wskaze najlepszy sposób dopasowania opaski Push. Zalecamy zachowywanie tych informacji o produkcie w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby można było się z nimi zapoznać przed ponownym użyciem.
- Jeżeli produkt wymaga indywidualnego dopasowania, należy skonsultować się ze specjalistą zajmującym się opaskami usciswonymi.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić opaskę Push pod kątem zmian zużycia lub wystarcenia się elementów lub szwów. Optymalne działanie opaski Push może być zagwarantowane tylko wtedy, gdy produkt jest nienaruszony.
- W ramach rozporządzenia UE 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych użytkownik musi zgłosić każdy powazny incydent dotyczący produktu producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik ma siedzibę.

MAGYAR

PUSH MED TÉRDRÖGZÍTŐ

BEVEZETÉS

Push med terméknek megoldást kínálanak a mozgató szervrendszer rendellenessége vagy csökkent működése esetén. A védőpántok orvosok és tudósok jóváhagyásával készülnek.

Az Ön új térdörögztője egy olyan Push med termék, melyet magas szintű hatékonyásgal, kényelem és minőség jellemel. A Push med térdörögztő fokozza a térdízület stabilitását és csökkent a fájdalmat. Megőrveli a fizikai erőt, hatásának alapját a mechanikus támasztás, állítható hozzás, és jó helyzet-megőrzés képezi a.

A Push med terméknek újítást hoznak, és a legnagyobb gondosságal vannak az Ön számára elkészítve. Maximális biztonságát és nagyobb mozgásszabadságot biztosítanak. Célnök, hogy Ön elégedett legyen.

A Push med térdörögztő használatá előtt gondosan olvassa el a termékajkékátözt. Kontakta áterforrásjairól eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

TERMÉK ISMERTETŐJEGYEK

Az Ön Push med térdörögztője magas szintű támasztást és védelmet nyújt a térdízület számára.

A térdízület támasztása medio-laterális irányban történik egy merevítő csuklót és egy nem rugalmas kötést tartalmazó mechanikai szerkezet révén. Ez nem gátolja meg a térd hajlítást és feltámaszt. A merevítő csukló követik a térd természetes mozgáspontját.

A szilikon betét serkenti a térdízület propriocepcióját, hogy megelőeljen megleőzéstől bármilyen fenyegeté sérülést.

Kipróbázott anyagból úgynevezett kontraszt zónákat alakítottunk ki a térd sérülékeny területei körül. A megfelelő anatómiai illeszkedés, az alapanyag és a szilikon betét biztosítja, hogy a rögzítő a járás során a helyén maradjon. Kicsi térfogatú matl észrevehetően viselhető a ruha alatt.

A rögzítő Sympress™-ből, egy jó minőségű, kényelmes anyagból készül. A mikrozással használatá a belső légú tapintatvási teszi és szárazon tartja a bőrt. A Push med térdörögztő egyszerűen mosható.

JAVALLATOK

- Instabilitással társuló arthrosis
- Reumás panaszok
- Collaterális ligamentum sérülés
- Reziduális instabilitás oldalszalag-sérülést követően
- Szébeszeti beavatkozásokó követő rehabilitáció

Nincs olyan ismert rendellenesség, amelynek felléaalása esetén a rögzítő nem lehet vagy nem ajánlatos viselni. Csökkent vérellátású végtagok esetében a rögzítő vérbőségét okozhat. Kezdetben ne húzza túl szorosa a rögzítőt.

A fájdalom mindig figyelmeztet jel. Amennyiben a fájdalom nem múlik, vagy a panaszok rosszabbodnak, ajánlatos felkérésre kezelőorvost.

JAVALLATOK

- Instabilitással társuló arthrosis
- Reumatóida besvár
- Kollaterála ligamentskador
- Kvadrójtánde instabilitet efter kollateralt ledbands trauma
- Efterbehandling efter operationer

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte gäller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att ha stödet för hårt spänt i början.

Smärta är alltid en varningsinlägg. Hvis smerten vedværer, eller symptomerne forværres, bør du konsultere din læge eller behandler.

A MÉRET MEGHATÁROZÁSA / ILLESZKÉDÉS

A térdörögztő 5 méretben kapható. Hajlítsa be a térdet derékszögben. Ezután mérje meg a térdízület alatt a legkeskenyebb rész körfogatát. A dobozon lévő címke mutatja az Ön térdének megfelelő rögzítő méretét.

A húzza fel a rögzítőt a térd izületére. Ehhez a műanyag merevítőknél fogja meg a rögzítőt, és húzza felfelé a lábázaron. Ellenőrizze, hogy mindegyik pánt meg van-e oldva. Ellenőrizze, hogy a gyűrű megfelelően illeszkedik-e a térdkálcársa.

Rögzítse a pántokat a comb előtt és mögött. A különböző hosszúságú rögzítők közül válassza úgy állíthatja be a merevítőköt, hogy a rögzítő szorosan illeszkedhessen, és kiválóan működhessen.

Ezután rögzítse a fedőpántokat a comb körül.

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

TISZTÍTÁSI ELŐIRÁSOK

Szlang kardborítandósírlösrlutningen innan du tvättar stödet för att skydda både det och den övriga tvätten.

Stödet kan tvättas vid temperatur på upp till 30°C – antingen med ett program för känsliga material eller för hand. Använd inte blekemiddel.

Lättare centrifugering är OK. Hång sedan stödet på tork – helst utomhus (häng det inte nära en värmekälla och torka det inte i en torktumlare).

Stödet håller längre om man alltid låter det torka efter användning innan man lägger undan det.

VIGTIGT

- Korrekt användning av Pushstödet kan kräva diagnos av en läkare eller terapeut.
- Push braces ska bäras på intakt hud. Om huden är skadad måste den först täckas över med något lämpligt medel.
- Bandagens måste vara korrekt för en optimal funktion. Prova därför stödet innan du köper det, så att störetken blir rätt. Den professionella personalen i butikn förklarar hur du sätter på dig ditt Pushstöd på bästa sätt. Spara produktinformationen så att du kan läsa igenom anvisningarna på nytt vid ett senare tillfälle om du vill.
- Ta kontakt med en specialist om produkten behöver individuell anpassning.
- Kontrollera Pushstödet varje gång du ska använda det med avseende på eventuella tecken på slitage eller förändring av delar och sömmar. Det är bara om Pushstödet är i helt felfritt skick som du får optimalt prestanda.
- Inom ramen för EU-förordning 2017/745 om medicintekniska produkter ska användaren rapportera om alla allvariga tillbud i samband med produkten, både till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den EU-medlemsstat där användaren har sitt säte.

SVENSKA

PUSH MED-KNÅSTÖD

INLEDNING

Push med-produkterna löser behoven vid rubningar eller reducerad funktion i bevägsappararat. Godkända av läkare och vetenskapsmän.

Ditt nya knåstöd är en Push med-produkt. Karakteristiskt för Push med-produkterna är högradig effektivitet, komfort och kvalitet. Push med-knåstödet förbättrar stabiliteten i knät och ger smärtlindring. Det ökar den fysiske styrke. Mekanismen stöttar, justerbar tryck och god positionshållning liggar till grund för dess prestanda.

Push med-produkterna är innovativa och tillverkas med stor omsorg. Det ger dig maximal säkerhet och ökad rörelsefrihet. Allt för din bekvähet.

Läs produktvejledningn nogga innan du använder ditt Push med-knåstöd. Kontakta återförsljaren eller skicka ett e-postmeddelande till info@push.eu om du undrar över någonting.

PRODUKTKARAKTERISTIKA

Az Ön Push med térdörögztője magas szintű támasztást és védelmet nyújt a térdízület számára.

Knæledet stættes i den medio-laterale riktningen av en mekanisk konstruktion som består av afstivende hængsler og ikke-elastiske samlinger. Dette hindrer ikke bøjning eller strækning. De afstivende hængsler følger knæets naturlige omdrejningspunkt.

Silikonopbyggnaden stimulerar knäledens proprioception, vilket förbrygger risken för ytterligare komplikationer.

Så kallade komfortzoner i polstret materiale omkring de sårbare steder på knæet. Den korrekte anatomiske pasform, materialet og anvendelsen af silicone medvirker til, at bandagen holdes på plads, når du går. Pga. dens ringe størrelse kan bandagen bæres under tøj, uden at den kan ses. Bandagen er fremstillet af Sympress™, et behageligt materiale i høj kvalitet. Brugten af mikrofore gør indersiden blød og holder huden tørt. Push med-knåstödet tvættes på normalt sätt.

INDIKATIONER

- Artros med instabilitet
- Reumatoida besvær
- Kollaterála ligamentskador
- Kvadrójtánde instabilitet efter kollateralt ledbands trauma
- Efterbehandling efter operationer

Det finns inga kända rubningar för vilka stödet inte gäller bör användas. Vid dålig blodcirkulation i lemmarna kan ett stöd ge upphov till hyperemi. Undvik att sätta bandagen för stramt på i begynnelsen.

Smärta är alltid en varningsinlägg. Hvis smerten vedværer, eller symptomerne forværrer, bør du konsultere din læge eller behandler.

BESTÅMMÅ STORLEK/PASSFORM

Knåstödet finns i fem olika storlekar. Håll låret i en 90 graders vinkel mot underbenet. Måt därefter omkretsen runt den smalaste delen nedanför knäleden. Välj ett stöd av rätt storlek med hjälp av tabellen på förpackningen.

A. Skjut störet över knäleden. För att göra detta skal du holde bandagen i plastiktissene og trække den opp over benet. Påse at alle båndene er løse. Kontroller, at ringen passer omkring knæskallen.

B. Forslüt banden på lårrens fram- og baksida. Med de olika längderna kan du placera inlåggen så att stödet passar ordentligt og fungerer perfekt.

C. Forslüt sedan de överlappande bånd runt benet.

TVÅTTANVISNINGAR

VASKEANVISNING

Luk burebåndene før vask for å beskytte støtbandagen og andre kiesplagg. Bandagen kan vaskes ved temperaturer opp til 30°C i hånden eller i et vaskesprogram til sarte materialer. Ungdå blegemiddel.

Bandagen kan centrifugeres let og skal deretter tørre i fri luft (ikke i nærheten av en varmekilde og bruk ikke tørketrommel).

Før å forlenge bandasjens levetid, skal den tørre etter bruk og om nødvendig, før den lagres på plads.