

PUSH MED WRIST BRACE SPLINT

INTRODUCTION

Push med products provide effective solutions in the case of a disorder or reduced functioning of the locomotor apparatus. Approved by physicians and scientists.

Your new wrist brace is a Push med product, characterised by a high level of effectiveness, comfort and quality. The Push Splint improves stability and provides pain relief. This increases physical strength. Mechanical support, adjustable pressure and good position retention constitute the basis of its performance.

Push med products are innovative and are manufactured for you with great care. This ensures maximum security and more freedom of movement. To promote satisfied use.

Read the product information carefully before you use the Push med wrist brace splint. If you have any questions, please consult your reseller or send an e-mail to info@push.eu.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Your Push med wrist brace splint offers a high level of support, protection and stabilisation of the handglenks ohne Einschränkung der Funktionalität der Hand. Die Bandage ist leicht mit einer Hand am Unterarm, am Handgelenk und an der Hand anzulegen. Ein unelastisches Band sorgt dafür, dass die Schiene straff an die Anatomie des Handglenks angepasst ist. Dies verhindert eine hohlhandseitige Flexion und die Funktionsfähigkeit der Hand bleibt erhalten.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Handglenks herum eingebracht. Eine gute anatomische Passform trägt dazu bei, dass die Bandage bei Bewegung nicht verrutscht.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Handgelenkbandage splint kann normal gewaschen werden.

INDICATIONS

- Strain complaints in the wrist extensors
- Rheumatoid complaints
- Carpal tunnel syndrome
- RSI

There are no known disorders where the brace cannot or should not be worn. In the case of poor blood circulation in the limbs, a brace may cause hyperaemia. Avoid applying the brace too tightly in the beginning.

Pain is always a sign of warning. If the pain persists or the complaint deteriorates, it is advisable to consult your doctor or therapist.

DETERMINING SIZE / FITTING

The wrist brace is available in 4 sizes. Measure the circumference of the wrist, as shown in the illustration on the packaging. The table on the packaging shows the correct brace size for your wrist size.


- A. The correct fitting sequence is determined by the increasing molecule symbols on the hook and loop fasteners.
- Slide the base around the hand until it reaches the thumb.
- Use the non-elastic strap to set the required compression around the wrist.
- B. Close the brace around the lower arm and hand.

ADJUSTING THE SPOON

The spoon is made from ThermoLyn®, a synthetic material that can be shaped both in a cold and in a warm state. This makes it easy to achieve a functionally optimal position of the wrist for each individual. Using a hammer to tap the spoon into the desired shape, is the easiest solution.

To shape the spoon in a warm state, the material must be heated to approximately 160°C, either in an oven or with a hair-drier.

WASHING INSTRUCTIONS



- Before washing, close the hook and loop fasteners to protect the brace and other laundry. Remove the splint from the brace before washing. The brace can be washed at temperatures up to 30°C, on a delicate fabrics cycle or by hand. Do not use any bleaching agents.
- A gentle spin-dry cycle can be used: after this, hang the brace up to dry in the open air (not near a heating source or in a tumble drier).

To extend the brace's service life, it should be dried after use, if necessary, before being stored.

IMPORTANT

- Proper use of the Push brace may require diagnosis by a doctor or therapist. Please be aware that an ill-fitting brace does not function properly.
- Push braces were designed to be worn on an undamaged skin. Damaged skin must first be covered with suitable material.
- Optimal functioning can only be achieved by selecting the right size. Fit the brace before purchasing, to check its size. Your reseller's professional staff will explain the best way to fit your Push brace. We recommend that you keep this product information in a safe place, to be able to consult it for fitting instructions whenever needed.
- Consult a brace specialist if the product requires individual adaptation.
- Check your Push brace each time before use for signs of wear or ageing of components or seams. Optimal performance of your Push brace can only be guaranteed if the product is fully intact.
- Within the framework of EU regulation 2017/745 on medical devices, the user must report any serious incident involving the product to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user is established.

Push® is a registered trademark of Nea International bv

PUSH MED HANDGELENKBANDAGE SPLINT

EINLEITUNG

Push Med Produkte bieten Lösungen bei Funktionsstörung oder Einschränkungen des Bewegungsapparates. Empfohlen von Ärzten und Wissenschaftlern.

Ihre neue Handgelenkbandage ist ein Push Med Produkt, das sich durch hohe Wirksamkeit, Komfort und Qualität auszeichnet. Die Push Splint bietet verbesserte Stabilität und Schmerzlinderung. Es steigert die Körperkraft. Mechanische Unterstützung, einstellbarer Druck und gute Stabilität bilden die Grundlage dieser Bandage.

Push Med Produkte sind innovativ und werden mit größter Sorgfalt für Sie hergestellt. Dies gewährleistet größte Sicherheit und mehr Bewegungsfreiheit. Zur Förderung einer zufriedenen Verwendung.

Lesen Sie sorgfältig die Produktinformationen, bevor Sie die Push Med Handgelenkbandageschiene verwenden. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder schicken Sie eine E-Mail an info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Ihre Push Med Handgelenkbandage splint bietet hohe Unterstützung, Schutz und Stabilisierung des Handglenks ohne Einschränkung der Funktionalität der Hand. Die Bandage ist leicht mit einer Hand am Unterarm, am Handgelenk und an der Hand anzulegen. Ein unelastisches Band sorgt dafür, dass die Schiene straff an die Anatomie des Handglenks angepasst ist. Dies verhindert eine hohlhandseitige Flexion und die Funktionsfähigkeit der Hand bleibt erhalten.

Sogenannte Komfortzonen aus gepolstertem Material wurden um empfindliche Stellen des Handglenks herum eingebracht. Eine gute anatomische Passform trägt dazu bei, dass die Bandage bei Bewegung nicht verrutscht.

Die Bandage ist aus Sympress™, einem hochqualitativen komfortablen Material. Die Verwendung von Mikrofasern sorgt für eine weiche Innenseite und hält die Haut trocken. Die Push Med Handgelenkbandage splint kann normal gewaschen werden.

INDIKATIONEN

- Anspannungsbeschwerden in den Streckmuskeln des Handgelenks
- Rheumabeschwerden
- Karpaltunnel-Syndrom
- RSI

Es sind keine Beschwerden bekannt, bei denen die Bandage nicht getragen werden kann oder sollte. Bei schlechter Durchblutung der Glieder kann eine Bandage zu Hyperämie führen. Vermeiden Sie es, die Bandage anfänglich zu fest anzulegen.

Schmerz ist immer ein Warnsignal. Wenn der Schmerz anhält oder die Beschwerden sich verschlimmern, ist es ratsam einen Arzt oder Therapeuten aufzusuchen.

ANMESSEN/ANLEGEN

De polsbrace is verkrijgbaar in 4 maten. Meet de omtrek van het pols zoals aangegeven in de tekening op de verpakking. In de tabel op de verpakking vindt u de juiste bracemaat behorende bij uw polsometk.

- A. Der korrekte Reihenfolge wordt bepaald door de oplopende moleculuysymbolen op het klettensluit.
- Schieben Sie die Bandage über Ihre Hand bis zum Daumen.
- Verwenden Sie die unelastischen Bänder, um die gewünschte Kompression zu erhalten.
- B. Schließen Sie die Bandage um Unterarm und Hand.

ANPASSEN DES LÖFFELS

Der Löffel ist aus ThermoLyn®, ein synthetisches Material das sowohl in kaltem als auch in warmen Zustand geformt werden kann. Dadurch kann eine individuell optimale Position des Handglenks in funktioneller Hinsicht leichter erreicht werden.

Am einfachsten kann man den Löffel mit einem Hammer in die gewünschte Form biegen. Um den Löffel in warmen Zustand zu formen, muss das Material bei ungefähr 160°C erhitzt werden, entweder in einem Ofen oder mit einem Föhn.

WASCHHINWEISE



- Schließen Sie vor dem Waschen den Klettverschluss, um die Bandage und andere Wäsche zu schützen. Entfernen Sie die Schiene bevor Sie die Bandage waschen. Die Bandage kann bei bis zu 30°C im Schonwaschgang gewaschen oder von Hand gewaschen werden. Keine Bleichmittel verwenden.
- Ein leichtes Schleudersprogramm kann angewendet werden. Hängen Sie anschließend die Bandage im Freien zum Trocknen auf (nicht in der Nähe von Heizquellen oder im Wäschetrockner trocknen).

Um die Lebensdauer der Bandage zu verlängern, sollte sie ggf. vor der Lagerung nach jedem Benutzen getrocknet werden.

WICHTIG

- Für die richtige Anwendung der Push Bandage kann eine Diagnose eines Arztes oder Therapeuten notwendig sein.
- Push Bandagen sind für das Tragen auf intakter Haut vorgesehen. Sollte die Haut verletzt sein, sollte sie mit einem geeigneten Mittel abgedeckt werden.
- Für eine optimale Funktion ist die richtige Wahl der Größe entscheidend. Bitte passen Sie daher Ihre Bandage vor dem Kauf an, um die Größe zu überprüfen. Das Fachpersonal an Ihrer Verkaufsstelle wird Ihnen erklären, wie Sie Ihre Push Bandage optimal anlegen. Bewahren Sie die Produktinformationen auf, damit Sie später die Anleitung zum Anlegen der Bandage nachlesen können.
- Wenden Sie sich an den Spezialisten, wenn das Produkt individuelle Anpassungen erfordert.
- Prüfen Sie vor jedem Gebrauch Ihrer Push Bandage, dass keine Abnutzung oder Alterung von Teilen oder Nähten erkennbar ist. Eine optimale Funktion Ihrer Push Bandage ist nur dann gewährleistet, wenn das Produkt vollständig intakt ist.
- Gemäß der EU-Verordnung 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Nea International bv

PUSH MED POLSBRACE SPLINT

WOORD VOORAF

Push med producten bieden oplossingen bij een aandoening of verminderde functie van het bewegingsapparaat. Verantwoord door medici en wetenschappers.

Uw nieuwe polsbrace is een Push med product en wordt gekenmerkt door een hoge mate van effectiviteit, comfort en kwaliteit. De Push Splint biedt een verbeterde stabiliteit en verlicht eventuele pijn. De fysieke belastbaarheid wordt hierdoor vergroot. Mechanische steun, instelbare druk en een goed positiebehoud staan hiervoor aan de basis.

Push med producten zijn innovatief en worden met zorg voor u gemaakt. Dit met het oog op maximale zekerheit en meer bewegingsvrijheid. In het belang van een tevreden gebruik.

Lees de productinformatie voor het gebruik van u Push med Polsbrace Splint aandachtig door. Met eventuele vragen kunt u terecht bij uw leverancier of kunt u stellen aan info@push.eu.

PRODUKTEIGENSCHAPPEN

Uw Push Med Polsbrace Splint biedt een hoge mate van ondersteuning, bescherming en rust aan het polsgewricht, zonder daarbij de handfunctie te beperken. De brace is eenvoudig met één hand rond de onderarm, het polsgewricht en de hand te sluiten. Een circulaire, niet-elastische verbinding zorgt ervoor dat de navormbare spalk nauw aansluit op de anatomie van het polsgewricht. Op deze manier is de palm-axiale beweging in woord te hand in een functionele stand geplaatst.

Rond kwetsbare gebieden van de pols zijn zgn. comfortzones aangebracht door middel van gepolstert materiaal. A goede anatomische pasvorm bevordert het positiebehoud van de brace tijdens beweging.

De brace is vervaardigd met Sympress™, een hoogwaardig, comfortabel materiaal. Door het gebruik van microvezels voelt de binnenzijde zacht aan en blijft de huid droog. De Push med Polsbrace Splint kan probleemloos gewassen worden.

INDICATIES

- Froissements dans les extenseurs de poignet
- Affections rhumatoïdes
- Syndrome du tunnel carpien
- Sindrome do túnel carpal
- RSI

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut pas être portée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

Er zijn geen aandoeningen bekend waarbij de brace niet gedragen kan of mag worden. Bij een slechte doorbloeding van de ledematen kan een brace tot stuwing leiden. Leg de brace aanvankelijk niet te strak aan.

Pijn is altijd een waarschuwingstek. Bij aanhoudende pijn of verergering van de klachten is het raadzaam uw behandelend arts of therapeut te raadplegen.

AANMETEN / AANLEGGEN

- A. De juiste aanlegvolgorde wordt bepaald door de oplopende moleculuysymbolen op het klettensluit.
- Schuif de basis om de hand tot deze aansluit op de duim.
- Stel de gewenste compressie in rond het polsgewricht m.b.v. de niet-elastische band.
- B. Sluit de brace rond de onderarm en de hand.

HET AANPASSEN VAN DE LEPEL

De lepel is gemaakt van ThermoLyn®, een kunststof die zowel koud als warm te vormen is. Hierdoor is het mogelijk op eenvoudige wijze, per individu, een zo functioneel mogelijke stand van het gewricht te realiseren.

Met een hamer de lepel in de gewenste vorm kloppen, is het eenvoudig. Voor het warm vormen dient het materiaal in een oven of met een föhn tot ongeveer 160°C verhit te worden.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFT



- Stuit de klettensluitingen voor het wassen ter bescherming van de brace en ander wasgoed. Verwijder vóór het wassen de spalk uit de brace. De brace kan gewassen worden bij maximaal 30°C, tjeze was of handwas. Gebruik tijdens het wassen geen bleekwater.
- De brace mag licht gecentrifugeerd worden: hang de brace daarna in de open lucht te drogen (niet bij de verwarming of in een droogtrommel).

Voor een lange levensduur is het belangrijk uw brace na gebruik, indien nodig, eerst te laten drogen, alvorens deze op te bergen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

- Voor een juist gebruik van uw Push brace kan een diagnose door een arts of therapeut noodzakelijk zijn.
- Push braces zijn bedoeld om op de intacte huid te dragen. Mocht de huid beschadigd zijn, dan dient de huid met een daartoe geëigend middel afgedekt te zijn.
- Voor een optimale functie is het juiste maatkeuze essentieel. Pas u daarom vóór aankoop uw brace om de maat te controleren. Het vakidkundig personeel van uw verkoppunt legt u uit hoe u uw Push brace optimaal aanlegt. Bewaar de productinformatie zodat u later de aanleginstructies kunt nalezen.
- Consulte u specialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of sntakden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® is een geregistreerde merknaam van Nea International bv

BANDAGE DE POIGNET PUSH MED SPLINT

INTRODUCTION

Les produits Push med fournissent des solutions efficaces en cas de trouble ou de fonctionnement réduit de l'appareil locomoteur. Approuvés par les médecins et par les scientifiques.

Votre nouvelle attelle de poignet est un produit Push med se caractérisant par un haut niveau d'efficacité, de confort et de qualité. Le bandage Push Splint améliore la stabilité et soulage la douleur. La résistance physique en est de ce fait augmentée. Un support mécanique, une pression réglable et un maintien de la position constituent la base de son fonctionnement.

Les produits Push med sont innovateurs et fabriqués pour vous avec un grand soin. Une sécurité maximale et une plus grande liberté de mouvement sont ainsi garanties. L'objectif est en effet d'atteindre la satisfaction de l'utilisateur.

Lisez attentivement les informations du produit avant d'utiliser l'attelle de poignet Push med. Si vous avez des questions, veuillez consulter votre revendeur ou envoyer un e-mail à info@push.eu.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Votre attelle de poignet Push med offre un soutien, une protection et une relaxation de haut niveau au poignet, sans limiter la fonctionnalité de la main. L'attelle de poignet peut facilement s'ajuster à une seule main autour du poignet et de la main. Un raccord circulaire non-élastique veille à ce que l'attelle régleable s'adapte étroitement à l'anatomie du poignet. Ainsi, la flexion palmaire est limitée et la main reste en position fonctionnelle.

Des bandes de confort en matière rembourrée ont été prévues autour des zones vulnérables du poignet. Un ajustement anatomique approprié fait que l'attelle de poignet reste en position quand vous êtes en mouvement.

L'orthèse est faite en Sympress™, un matériau confortable de haute qualité. L'utilisation de microfibres rend l'intérieur doux et maintient la peau sèche. L'attelle de poignet Push med se lave normalement.

INDICATIONS

- Froissements dans les extenseurs de poignet
- Affections rhumatoïdes
- Syndrome du tunnel carpien
- Sindrome de túnel carpal
- RSI

Il n'existe aucune affection connue en raison de laquelle l'orthèse ne doit pas ou ne peut pas être portée. En cas de mauvaise circulation sanguine dans les membres, une orthèse peut provoquer une hyperémie. Ne serrez pas excessivement l'orthèse, au début.

La douleur est toujours un signal d'avertissement. Si la douleur persiste ou si les symptômes augmentent, il est recommandé de consulter votre médecin ou votre thérapeute.

DETERMINATION DE LA TAILLE / AJUSTAGE

La polsiera de poignet est disponible en 4 tailles. Mesurez la circonférence du poignet, comme montré dans l'illustration sur l'emballage. Le tableau sur l'emballage vous indique celle qui convient à votre tour de poignet.


- A. L'ordre d'ajustage correct est déterminé par les symboles de molécule croissantes sur les fermetures à boucles et à crochets.
- Glissez la base autour de la main jusqu'à ce qu'elle atteigne le pouce.
- Utilisez une bande non-élastique pour régler la pression requise autour du poignet.
- B. Fermez l'attelle de poignet autour de l'avant-bras et de la main.

COMMENT MODÉLER LA CUILLIÈRE ?

La cuillère est réalisée en ThermoLyn®, une matière synthétique qui peut être mise en forme aussi bien à froid qu'à chaud. Il est de ce fait possible de réaliser très simplement et pour chaque patient, un positionnement aussi fonctionnel que possible de l'articulation.

Pour le modelage à froid de la cuillère, la solution la plus simple est d'utiliser un petit marteau. Pour le modelage à chaud, il suffit de chauffer le bandage au four ou avec un sèche-cheveux jusqu'à 160°C environ.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



- Avant le lavage, fermez les fermetures à boucles et à crochets afin de protéger le bandage et l'autre linge. Entendez l'attelle du poignet de soutien avant de le laver. Le bandage peut être lavé à des températures allant jusqu'à 30°C, avec un programme pour linge délicat ou à la main. N'utilisez aucun agent de blanchissement.
- É possible utiliser un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

ATTENTION

- L'utilisation appropriée de l'orthèse Push peut nécessiter le diagnostic d'un docteur ou d'un thérapeute.
- Les orthèses Push sont prévus pour être portés sur une peau en bonne santé. Si la peau est abîmée, elle doit d'abord être recouverte d'une matière adéquate.
- Pour assurer un fonctionnement optimal, choisissez la taille d'orthèse adéquate. Essayez donc l'orthèse avant de l'acheter, afin de vérifier que la taille vous convient. Le personnel spécialisé de votre revendeur vous expliquera la meilleure manière de placer votre orthèse Push. Nous vous conseillons de conserver ces informations, afin de pouvoir consulter à nouveau les instructions d'ajustement de l'orthèse à l'avenir.
- Consulte u spécialiste des orthèses si le produit nécessite une adaptation individuelle.
- Raadpleeg de vakspecialist indien het product individuele aanpassingen vereist.
- Controleer vóór elk gebruik van uw Push brace of er geen slijtage of veroudering aan onderdelen of sntakden waarneembaar is. Een optimale functie van uw Push brace is alleen gewaarborgd indien het product volledig intact is.
- In het kader van EU verordening 2017/745 inzake medische hulpmiddelen dient de gebruiker ieder ernstig voorval in verband met het product te melden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in de EU-lidstaat waar de gebruiker is gevestigd.

Push® est une marque déposée de Nea International bv

POLSIERA CON STECCA PUSH MED

INTRODUZIONE

I prodotti Push Med offrono soluzioni efficaci in caso di disturbi o di deficit funzionale dell'apparato locomotor. Sono inoltre approvati da medici e ricercatori.

La vostra nuova polsiera è un prodotto Push Med, che si contraddistingue per l'alto livello di efficacia, confort e qualità. Il prodotto Push Splint migliora la stabilità fornendo sollievo dal dolore. Ci consente di accrescere la forza fisica. Gli elementi essenziali alla base delle prestazioni del prodotto sono il supporto meccanico, la pressione regolabile e il buon mantenimento della postura.

I prodotti Push Med sono innovativi e vengono realizzati per voi con grande cura. Ciò assicura la massima sicurezza ed una maggiore libertà di movimento. Ciò allo scopo di garantire un uso senza preoccupazioni.

Prima di utilizzare la polsiera con stecca Push Med, vi preghiamo di leggere attentamente le informazioni sul prodotto. Per domande e/o osservazioni, vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore di fiducia o di inviare una e-mail a info@push.eu.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La vostra polsiera con stecca Push Med offre un alto livello di sostegno, protezione e rilassamento del polso, senza limitare la funzionalità della mano. La polsiera si indossa facilmente con una sola mano sull'avambraccio, sul polso e sulla mano. Un collegamento circolare e non elastico assicura il perfetto adattamento della stecca regolabile all'anatomia del polso. Ciò limita la flessione palmare portando la mano in una posizione funzionale.

Attorno alle aree vulnerabili del polso sono state create delle cosiddette "zone di comfort" di materiale imbottito. La forma anatomica corretta consente al prodotto di restare in posizione durante i movimenti.

Il prodotto è realizzato in Sympress™, un materiale confortevole di alta qualità. L'uso di microfibre rende la parte interna morbida al tatto mantenendo la pelle asciutta. La polsiera con stecca Push Med può essere lavata normalmente.

INDICAZIONI

- Disturbi distorsivi negli estensori del polso
- Disturbi reumatici
- Sindrome del tunnel carpal
- RSI

Non vi sono disturbi noti che sconsigliano l'uso del prodotto. In caso di circolazione sanguigna insufficiente negli arti, il prodotto può causare iperemia. Evitate di applicare il prodotto stringendolo troppo all'inizio.

Il dolore rappresenta sempre un campanello di allarme. Se il dolore persiste o i disturbi peggiorano, è consigliabile consultare il vostro medico o il vostro fisioterapista.

COME STABILIRE LE GIUSTE DIMENSIONI/LA GIUSTA TAGLIA

La polsiera è disponibile in 4 diverse taglie. Misurate la circonferenza del polso, come illustrato nella figura riportata sulla confezione. Nella tabella riportata sulla confezione potete individuare le dimensioni corrispondenti al vostro polso.

- A. La corretta sequenza di applicazione è determinata dai simboli di valore crescente stampigliati sulla chiusura a gancho e occhioello.
- Fate scivolare la base intorno alla mano fino a raggiungere il pollice.
- Utilizzate la cinghia non elastica per esercitare la compressione desiderata intorno al polso.
- B. Chiudete la polsiera intorno all'avambraccio e alla mano.

REGOLAZIONE DEL CUCCHIAIO

Il cucchiaino è realizzato in ThermoLyn®, un materiale sintetico che può essere modellato sia a freddo che a caldo. Ciò agevola il posizionamento funzionale ottimale del polso di ciascun individuo.

Il metodo più semplice consiste nel percuotere il cucchiaino con un martello per modellarlo nella forma desiderata. Per modellare il cucchiaino a caldo, il materiale deve essere riscaldato a circa 160°C utilizzando un forno o un asciugacapelli.

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO



- Prima del lavaggio, chiudete le chiusure a gancho e occhioello per proteggere il prodotto e gli altri capi da lavare. Rimuovete la stecca dalla polsiera prima di lavarla. Il prodotto può essere lavato fino ad temperatura di 30°C, a mano o utilizzando un ciclo per tessuti delicati. Non utilizzare alcun candeggiio.
- È possibile usare un ciclo delicato di centrifuga: una volta terminato, stendete il prodotto ad asciugare all'aria aperta (non nelle vicinanze di una fonte di calore né nell'asciugabiancheria).

Per prolungare la durata del prodotto vi consigliamo di asciugarlo dopo l'uso, se necessario, prima di conservarlo.

IMPORTANTE

- Per un corretto uso del prodotto Push, può essere necessaria la diagnosi di un medico o di un fisioterapista.
- I tutori Push sono destinati ad essere indossati sulla cute perfettamente integra. La cute eventualmente danneggiata dovrà essere coperta prima dell'applicazione con materiale adeguato.
- Il funzionamento ottimale del prodotto è garantito solo se della taglia giusta. Si consiglia di provare il tutore prima di acquistarlo per verificare che la taglia sia adeguata. Il personale del punto vendita è a sua disposizione per spiegarle in che modo indossare correttamente il tutore Push. Le consigliamo di custodire questa scheda informativa in un luogo sicuro così da poter leggere le istruzioni su come indossare il tutore ogni volta che lo desidera.
- Nel caso in cui il prodotto dovesse necessitare di un adattamento individuale, le consigliamo di consultare uno specialista che le spieghi la giusta taglia.
- Prima di utilizzare il tutore Push, verificate sempre che non presenti segni di usura o di invecchiamento di componenti o cuciture. Le prestazioni ottimali del tutore Push sono garantite solo se il prodotto è completamente integro.
- Nel quadro del regolamento UE 2017/745 sui dispositivi medici, l'utilizzatore è tenuto a segnalare qualsiasi incidente di grave natura occorso durante l'utilizzo del prodotto al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui è residente.

Push® è un marchio registrato di Nea International bv

FÉRULA DE MUÑECA PUSH MED

INTRODUCCIÓN

Os produtos Push Med aportan soluciónes en el caso de lesiónes o limitaciónes del aparato locomotor. Están recomendados por médicos y científicos.

La nueva férula de muñeca es un producto Push med caracterizado por un alto nivel de eficacia, confort y calidad. Push Splint mejora la estabilidad y alivia el dolor. Esto sirve para aumentar la resistencia física. El soporte mecánico, la presión mecánica, y una buena retención de la posición constituyen la base de su rendimiento.

