

Datum: _____

Objednávající: (pracoviště) _____

Pacient: _____

Objednávka _____

Číslo zákazníka: _____


Poslední obj. nebo výrobní číslo: _____

Razítko společnosti: _____

Levá noha

délka	obvod
ℓT	cT
ℓH	cH
	cK
ℓG	cG
ℓF	cF
ℓE	cE
ℓD	cD
ℓC	cC
ℓB ¹	cB ¹
ℓB	cB
	cY
	cA

_____ cm délka (přední str.) pas - vnitřní šev
 _____ cm délka (zadní str.) - záhyb mezi hýžděmi a stehem



Pravá noha

obvod	délka
cT	ℓT
cH	ℓH
cK	
cG	ℓG
cF	ℓF
cE	ℓE
cD	ℓD
cC	ℓC
cB ¹	ℓB ¹
cB	ℓB
cY	
cA	

Kompresivní třída

- levá noha CCL: 1 2 3 4
 pravá noha CCL: 1 2 3 4
 kalhotková část CCL: 1 2 3 4

Objednáváný počet

_____ kus _____ pár

Provedení s výpletem srdce

- AD podkolenka srdce
 AG stehenní punčocha srdce
 AT punčocháče srdce
 FT cyklistické kalhoty → U punčoch s dvojitou oporou, vyplňte prosím objednávkový formulář zvlášť
 ET bermudy →
 CT capri kalhoty →
 B1-T legíny → (přesahující část)
 BT legíny → se měří bez přítlaku
 dvojitá podpora (min. 20cm přesah)
 AT/U punčocháče těhotenské srdce
 AT/H páns. punč. se svislým rozparkem (zip) srdce
 AT/H páns. punč. s vodorovným rozparkem (standard) srdce
 AT/E punčocháče s 1 nohavicí srdce
 kalhot. část s hladk. prov.* _____ (standard 5cm)
 kalhotková část bez hladkého provedení
 páhýlové návleky otevřený uzavřený

Barva a dekorativní šev punčocháčů

- bílá
 písek krokodýlí
 listí krokodýlí
 vínová stříbrný
 půda bronzový
 oceán stříbrný
 břidlice stříbrný krajta
 láva rubinový krajta
 módní barva _____ stříbrný

Tvar chodidla

- otevřená špička uzavřená špička
 levá _____ cm pravá _____ cm
 asymetrické provedení *2)
 levá vnitřní délka chodidla _____ cm
 levá vnější délka chodidla _____ cm
 pravá vnitřní délka chodidla _____ cm
 pravá vnější délka chodidla _____ cm
 zaoblená pata
 90° chodidlo
 otevřená pata pro péči o jizvy

Uchycení / provedení okraje

- silikonový lem 3 cm 5 cm
 silikonový lem květinový 5cm
 krajkový lem 5cm (není zaručená 100% přilnavost)
 gumičkový lem (bez silikonu) 3 cm 5 cm
 elastický lem 5cm
 bez horního lemu
 na boku jako pár levý pravý

Okraj / lem

- silikonový lem na 3/4 vnitřního obvodu
 obvod: 3 cm 5 cm
 _____ cm, horní díl vodorovný
 silikon 3 cm 5 cm
 _____ cm, horní díl svislý
 silikon 3 cm 5 cm

Uchycení / okraj kalhotkové části

- nastavitelná gumička s dírkami (standard)
 pletený lem
 elastický pás (3cm)
 elastická gumička (5m)
 silikonový lem (5cm)

Prosím berte na vědomí: Reklamece výrobku z důvodu chybného zaměření parametrů pacienta, bohužel nemůže být uznána.

* za dopltek
 1) obecně doporučuje Bufa 2) doporučuje Bufa při lymfédémech a malpozicích nohou

Doplňky

- Laterální navýšení: *1)**
 _____ cm, pro AD (3cm standardní), pro AG (5cm standardní)
 rovné zakončení
Další doplňky:
 navýšení v horní části nohy (AG) _____ cm
 anatomicky tvarované koleno _____ cm
Klínek:
 standardní prodyšný
 otevřený rozkrok kompresivní
Vycpávky:
 pryžová pěna (samostatně)
 podšívka
 délka _____ cm šířka _____ cm
 lymfatická vycpávka silná _____
 lymfatická vycpávka _____
 žebrovaná vrubkovaná
 vycpávka polštář _____
 oddělené všito s kapsou
 bude přidáno později
 kotníková vycpávka uvnitř vně obě strany
Zip vč. pásku s háčky
 pro AD/Ag uvnitř vně ve švu
 v kalhotkové části uprostřed vpravo vlevo
 zip od _____ do _____
 bez pásku s háčky vespod jen stuha



G.P.S. Ofa s.r.o.
 Jitřní 2283
 252 28 Černošice
 Tel.: +420 251 642 165
 fax: +420 251 640 537
 e-mail: info@gps-ofa.cz
 www.gps-ofa.cz